

Trap HW Control

박관형


Gauge and TMP controller

- Gauge controller 통신 테스트만 완료됨
- 나머지 자동화는 무난히 진행될 것으로 보임







기압



기압





시작화면

1. 오른쪽 상단의 회색 정지 버튼(위 그림의 빨간 상자 안)을 누른다. 색이 진한 회색으로 바뀔 것이다.
2. 왼쪽 상단의 검은 화살표(위 그림의 파란 상자 안)가 하얀 화살표로 바뀔 때까지 기다린다.(최대 30분까지 걸릴 수 있음)
3. 파일 위치(위 그림의 파란 상자 안)에서 1.xls파일을 찾아서 복사한 후 카톡방에 올린다.
4. 다시 실행하기 위해 2번에서 생긴 회색 화살표를 누른다.
5. '연결된 문자열' 박스(초록색 박스 안)에 15분에 하나씩 문자열이 표시되는지 확인한다.

Simulation Analysis

- 기존의 time difference 분석 코드에 time resolution이 반영되어 있지 않았음 → 반영되도록 수정함 ($\Delta T = 0.2 \text{ ns}$)

